

DUXOMED

CUSTOMISABLES
SETS

UROLOGIE

Set de circoncision Exemple personnalisable

1x Scalpel, lame n° 10
1x Pince à disséquer Adson, 12 cm
1x Ciseaux à disséquer Stevens, courbés, 12,5 cm
1x Pince Micro-Mosquito, courbe, 12,5 cm
1x Porte-aiguille Crile-Wood DUROGRIP®, 14 cm
1x Cupule chirurgicale, 60 ml
1x Champ 75x90 cm, ouverture adhésive Ø 10 cm
5x Boules de gaze Gazin®, taille œuf


Set de vasectomie Exemple personnalisable

1x Pince à disséquer Adson, 12,5 cm
1x Pince à vasectomie annulaire, 15,5 cm
1x Ciseaux courbés, 15 cm
1x Pince artérielle Mosquito, courbé, 12,5 cm
1x Porte-aiguille Crile-Wood DUROGRIP®, 14 cm
2x Pincettes à champ
1x Cupule, 60 ml
1x Plateau, 24,5x13,5x2 cm
1x Champ, 127x205 cm
1x Champ troué, 60x75 cm, ouverture Ø 10 cm
5x Compresse, 10x7,5 cm
2x Bâtons en mousse
2x Gants latex Sempermed® derma plus
1x VICRYL® Rapide 4-0 FS-2, 75 cm, incolore
1x VICRYL® 2-0 SH Plus, 70 cm, incolore
1x Rapidocain® 1 %, lidocaïne 10 mg/ml

Set de base biopsie Exemple personnalisable

1x Pince à disséquer Adson, 12 cm
1x Pince à griffes Adson 1x2 dents, 12 cm
1x Ciseaux Iris à ligature, droits, pointus, 11,5 cm
1x Porte-aiguille Crile-Wood DUROGRIP®, 14 cm
1x Plateau à 3 compartiments, 19,5x13,3x3,5 cm
1x Champ 75x90 cm, ouverture adhésive Ø 10 cm
1x Champ Medline, 100x100 cm
5x Compresse de gaze tissée, 10x10 cm
3x Boules de gaze tissée
1x Instrument à biopsie BARD, 18 G x25 mm
1x Aiguille de Chiba, 20 G x22 cm

Instruments :



Consommables :



CE
1639

STERILE EO

COMMENT CRÉER VOS PROPRES SETS ?

1 - Prise de contact via www.duxomed.com, par téléphone au +41 (0)21 800 00 77 ou par e-mail à info@duxomed.com pour convenir d'un entretien.

2 - Analyse de vos besoins et conception du set. Nous travaillons avec vos équipes pour définir les composants, quantités, emballages et exigences réglementaires de votre set.

3 - Approvisionnement et assemblage avec notre réseau. Nous sourçons les dispositifs avec une traçabilité complète. Les sets sont assemblés en Suisse sous contrôle-qualité strict, stérilisé et validé.

4 - Livraison et réapprovisionnement selon votre calendrier : hebdomadaire, mensuelle ou à la demande. Nous restons flexibles face à vos évolutions.

